

FIRST OF ITS KIND MOBILE OPERATING THEATRE UNVEILED

⇒ ■ 弗雷尼貝向記者介紹手術室的架構及特色，(中)為阿布哈山及流動手術室設計者阿紐尼爾遜(左)。



■ 阿紐尼爾遜結合了人類工程學及美學的原理，設計了大馬及亞洲首創外科流動手術室。

外科流動手術室 儀器完善·亞洲首創

(吉隆坡六日訊)大馬、亞洲首創外科流動手術室誕生了！

目前，這間流動手術室坐落在吉隆坡中央醫院，預料二星期後可正式投入服務。

中央醫院緊急部門主任阿布哈山醫生表示，發明此間流動手術室是他本身的概念，並獲得莊生醫藥器材有限公司負責設計。

他強調，此項發明是大馬人的概念，並為大馬人的需要而誕生，簡單來說，即是為大馬引進高科技的本地產物。

策劃兩年

他指出，中央醫院緊急部門共有四間手術室，不過，這些手術室將關閉三星期以進行裝修，屆時，所有的手術將在流動手術

室進行。

他說，外科流動手術室由構思至落成需兩年的時間，單單建造就耗時六個月的時間。

這間外科流動手術室的設備非常完善，包括高科技醫療儀器、自然光線、活動櫥櫃、堅固耐用的建造質料、特別設計的氣調節系統等。

他指出，此空氣調節系統供應一百巴仙的清新空氣，即是直接由貨櫃上方引進空氣，不像一般手術室內的空氣是循環運行的。這樣一來，便能減少細菌感染。

■ 配合種種先進的電子儀器，手術將進行得更順利。

